

## Commassie Blue staining solution

### 常规考马斯亮蓝染色液

#### 产品介绍

常规考马斯亮蓝染色液（Commassie Blue staining solution）是以考马斯亮蓝R250为染料可用于SDS-PAGE或非变性PAGE等蛋白电泳胶的快速染色，亦可用于Western转膜后PAGE胶上残余蛋白的检测。采用常规染色方法需至少1h，采用快速染色方法一般数分钟即可。本染色液经过改良，不含有毒的甲醇，但含有刺激性气味的乙酸。

#### 产品规格

名称	货号	规格
常规考马斯亮蓝染色液	AWB0110a	50ml
常规考马斯亮蓝染色液	AWB0110b	100ml
常规考马斯亮蓝染色液	AWB0110c	500ml

#### 保存条件

RT

#### 自备材料

- 1、不平摇床或侧摆摇床
- 2、蒸馏水
- 3、（可选）加热装置
- 4、20%甘油水溶液

#### 使用方法

##### （一）常规染色脱色方法

- 1、PAGE电泳结束后取凝胶放入适量考马斯亮蓝染色液中，确保染色液可以充分覆盖凝胶。
- 2、置于水平摇床或侧摆摇床上缓慢摇动，室温染色1小时或更长时间。具体的染色时间取决于凝胶的厚度和染色时的温度。凝胶较厚，温度较低，则染色时间宜适当延长。凝胶较薄，温度较高，则染色时间可以适当缩短。通常染色至凝胶的颜色和染色液的颜色非常接近，在染色液中几乎看不清凝胶时，可以认为已染色充分。染色2~4个小时或更长时间不会对最终的染色效果产生负面影响。
- 3、倒出染色液。染色液可以回收重复使用2~3次。
- 4、加入适量脱色液，确保脱色液可以充分覆盖凝胶。推荐脱色液的配方是：40%乙醇，10%乙酸，50%蒸馏水。
- 5、置于水平摇床或侧摆摇床上缓慢摇动，室温脱色4~24h。期间更换脱色液2~4次，直至蓝色背景基本上全部被脱去，并且蛋白条带染色效果达到预期。通常蛋白条带在脱色1~2h后即可出现。
- 6、完成脱色后把凝胶保存在水中，用于后续的拍照等。保存在水中的凝胶会发生溶胀。如需避免溶胀，可以把胶保存在含20%甘油水溶液中，长期保存可以制备干胶。

##### （二）快速染色脱色方法

- 1、PAGE电泳结束后取凝胶放入适量考马斯亮蓝染色液中，微波炉加热至接近沸腾或刚刚沸腾，立即停止加热。通常对于胶浓度大于10%的胶比较坚韧，在发生煮沸时不易破损；对于胶浓度小于10%的胶，宜尽量避免煮沸，以免出现胶碎裂的情况。

- 2、随后在染色液温度较高的情况下，在室温摇床上摇动5~10min。
- 3、倒出染色液。染色液可以回收重复使用2~3次。
- 4、加入适量脱色液，确保染色液可以充分覆盖凝胶。推荐脱色液的配方是：40%乙醇，10%乙酸，50%蒸馏水。
- 5、微波炉加热至接近沸腾或刚刚沸腾，立即停止加热。
- 6、随后在脱色液温度较高的情况下，在摇床上摇动5~10min。此时通常可以观察到比较清楚的蛋白条带。
- 7、更换新鲜的脱色液，重复步骤5和步骤6，直至蓝色背景基本上全部被脱去，蛋白条带染色效果达到预期。
- 8、完成脱色后，把凝胶保存在水中，用于后续的拍照等。保存在水中的凝胶会发生溶胀。如需避免溶胀，可以把胶保存在含20%甘油水溶液中，长期保存可以制备干胶。

### 注意事项

- 1、染色时，如果把凝胶和染色液一起放置在微波炉中适当加热，可以大大加快染色速度。但加热时宜尽量避免沸腾，以免出现因暴沸而导致的凝胶碎裂。
- 2、脱色期间可以在脱色液中加入一片吸水纸，可以使部分染料吸附在吸水纸上，加快脱色。脱色时间过长也会导致蛋白条带的颜色变浅。
- 3、如果希望染色的背景更低，希望获得更加清晰的蛋白条带，可以加入适量的室温蒸馏水进行洗涤。通过蒸馏水洗涤可以进一步降低背景。在4℃蒸馏水中浸泡过夜可以获得背景更低，条带更清晰的条带。在次日对4℃蒸馏水浸泡过夜的已经进行了染色的凝胶再同前一天一样进行染色和洗涤可以进一步改善染色效果，获得更好的考染蛋白条带。
- 4、常规染色脱色方法耗时较长，但检测灵敏度更高，染色效果更加稳定。快速染色脱色方法通常检测灵敏度略低，并且在微波炉加热的过程中有时会出现暴沸导致凝胶碎裂的情况，需特别注意。另外微波炉加热导致的高温会引起染色液和脱色液中的乙酸的挥发。
- 5、为了您的安全和健康，请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。
- 6、本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。