

AWB0159

## 蛋白酶抑制剂混合液（100×）

### 产品介绍

细胞或组织提取物等样品中含有许多内源性的蛋白酶等，容易导致提取物中的蛋白降解或去修饰，从而影响后续的蛋白检测。因此在提取物等样品中添加适当的蛋白酶抑制剂是防止蛋白降解和去修饰的有效方法。本产品含有多种广谱的蛋白酶抑制剂，包含了广谱的丝氨酸、半胱氨酸和酸性蛋白酶抑制剂、以及氨基肽酶抑制剂。适用于Western Blot和免疫共沉淀检测磷酸化蛋白质、蛋白激酶活性测定等。

### 产品规格

名称	货号	规格
蛋白酶抑制剂混合液（100×）	AWB0159a	1ml

### 保存条件

-20℃。

### 使用方法

1、按照缓冲液:蛋白酶抑制剂(100×)=99:1的比例，配制1×蛋白酶抑制剂的工作液，或者直接把蛋白酶抑制剂加入所需工作液中混匀即可。

### 注意事项

- 1、蛋白酶抑制混合液有轻微刺激性，小心操作，同时应避免反复冻融。
- 2、为了您的安全和健康，请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。
- 3、本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。