

D-Hanks(不含钙镁, 不含酚红)

产品介绍

平衡盐溶液 (Balanced Salt Solution, BSS) 与细胞生长状态下的pH值、渗透压等环境状态一致, 具有维持渗透压、控制酸碱平衡、供给细胞生存代谢所必需的能量和无机盐成分等作用, 可满足体外实验中细胞生存并维持一定的代谢的基本需要。主要由无机离子组成, 有时含有碳酸氢钠、葡萄糖、酚红等, 如果有必要还可以加入HEPES以维持渗透压的平衡。BSS配方常有改动, 如Hank's 有不含钙镁或酚红的, 也有含钙镁含酚红的等等, Dulbecco's PBS有不含钙镁或含钙镁的等。HBSS、EBSS、PBS等都是与较弱的磷酸盐缓冲液相关的盐溶液。常见的平衡盐溶液有Eagle's液、Hank's液、磷酸盐缓冲溶液 (PBS) 等。D-Hanks平衡盐溶液是最常用的磷酸盐缓冲溶液之一, 又称CMF-Hanks' Balanced Salt Solution、CMF-HBSS溶液或D-Hanks' BSS, 主要由氯化钠、氯化钾、磷酸盐、碳酸氢钠、葡萄糖等组成, 不含Ca²⁺、Mg²⁺, pH值为7.2~7.4,

D-Hanks平衡盐溶液(1×, 无酚红), 不含有Ca²⁺、Mg²⁺, 不含酚红, 用超纯水配制, pH值7.4, 经严格过滤除菌处理, 内毒素含量低, 可用于胰蛋白酶-EDTA细胞消化液等各种无或低钙镁细胞培养用液的配制以及组织和细胞的漂洗等。

产品规格

名称	货号	规格
D-Hanks(不含钙镁, 不含酚红)	AWC0143a	500ml

保存条件

4°C

使用方法

- 1、无需配制, 直接使用。

注意事项

- 1、在进行细胞培养过程中细胞的洗涤时, 应注意无菌操作, 避免被微生物污染。
- 2、该试剂经过滤除菌。
- 3、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。