

Secondary Antibody Dilution Buffer

Western blot二抗稀释液

产品介绍

Western 二抗稀释液 (Secondary Antibody Dilution Buffer) 可用于免疫印迹中的二抗的稀释和配制。经 Western 二抗稀释液稀释的二抗可以在1~2周内重复使用3~4次。

产品规格

名称	货号	规格
Western blot二抗稀释液	AWB0201a	50ml
Western blot二抗稀释液	AWB0201b	100ml
Western blot二抗稀释液	AWB0201c	500ml

保存条件

4℃

使用方法

- 1、根据所用二抗的使用说明以及二抗的效价和目的蛋白的含量，按照适当正例（如1:1000、1:500等比例）稀释二抗。
- 2、二抗稀释后即可直接用于孵育抗体。一次Western Blot结束后，可以回收稀释二抗4℃保存，用于下次的Western Blot，通常在1~2周内可以重复使用3~4次。

注意事项

- 1、为了能使抗体可以反复多次使用，建议尽量在4℃条件下进行一抗和蛋白膜的结合反应，以减缓一抗的衰减速度。
- 2、为了您的安全和健康，请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。
- 3、本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。