

X-gal(20mg/ml)

产品介绍

5-溴-4-氯-3-吲哚- β -D-半乳糖苷 (5-Bromo-4-chloro-3-indolyl β -D-Galactopyranoside, X-gal) 是 β -半乳糖苷酶 (β -galactosidase) 的显色底物, 在 β -半乳糖苷酶的催化下会产生蓝色产物。X-gal(20mg/ml) 由 X-gal、二甲基甲酰胺组成, 常用于 β -半乳糖苷酶的原位染色检测以及蓝白斑筛选。

产品规格

名称	货号	规格
X-gal(20mg/ml)	AWC0070a	1ml
X-gal(20mg/ml)	AWC0070b	5ml

保存条件

-20℃, 避光

使用方法

- 1、按实验具体要求操作。

注意事项

- 1、避免反复冻融。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。
- 3、本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。